

Estrutura Multiusuária CERNA #2 – Potenciostato/Galvanostato Módulo de Baixa Corrente

Comitê Gestor

Membro	Formação	Contato
Prof. Dr. Gilberto José de Arruda	Químico	arruda@uems.br
TNS. Mestre Franksteffen Silva Maia	Químico	fsilvamaia@uems.br
Prof. Dr. Antonio Rogério Fiorucci	Químico	fiorucci@uems.br

Comissão de Usuário

Membro	Formação	Contato
Prof. Dr. Gilberto José de Arruda	Químico	arruda@uems.br
TNS. Mestre Franksteffen Silva Maia	Químico	fsilvamaia@uems.br
TNS Luciele Fioravante Freitas Barbosa	Administração	luciele@uems.br

Detalhamento do Equipamento

Equipamento #A:	Potenciostato/Galvanostato		
Modelo:	PGSTAT12	Marca:	Thermo Autolab - Eco Chemie
Acessórios disponíveis para medida:	Voltametria: Cíclica e de pulso. Modulo de Baixa Corrente		
Ano de aquisição:	2005	Recurso para aquisição:	FINEP